



REHAVISTA-Pads im Überblick

Easytalkpad

Schnelle und intuitive Kommunikation auf der Basis von METACOM-Symbolen

Rehataalkpad

Für UK-StarterInnen

Rehataalkpad plus

Ziel- und anwendungsorientiert kommunizieren mit ZAK digital

Kompad mit TD Snap

Symbol- und schriftsprachbasierte Kommunikation und Interaktion

Letterpad

Kommunikation mit Schriftsprache

Vitapad

Selbstbestimmt kommunizieren im Werkstatt- und Wohnbereich

Curapad

Gepflegt kommunizieren – zu Hause und in der Klinik

Informationen zum Logopad 2.0 und zum Studypad finden Sie in
gesonderten Produktdatenblättern an unserem Messestand.

Schnelle und intuitive Kommunikation auf der Basis von METACOM-Symbolen

Easytalkpad

- Symbolbasierter Talker
- Inklusive Kommunikationssoftware MetaTalkDE
- Mit dem fertig strukturierten Wortschatz kann die Kommunikation sofort beginnen
- Individuelle Anpassungen sehr einfach möglich



Die enthaltenen Symbole der Sammlung METACOM 8 sind klar strukturiert und eignen sich für UK-EinsteigerInnen ebenso wie für Fortgeschrittene. Durch den vorgefertigten Wortschatz mit ersten grammatischen Strukturen ist eine schnelle und flexible Kommunikation gewährleistet.

Zudem stehen verschiedene Rasterseiten mit 15, 28, 45 oder 66 Feldern zur variablen Gestaltung der Oberflächen zur Verfügung.

Eine individuelle Anpassung der Inhalte ermöglichen unter anderem Fotos, die über die integrierte Kamera aufgenommen und

eingebunden werden können. Auch das Hinzufügen neuer Seiten und Symbole aus der umfangreichen METACOM-Bibliothek lässt sich einfach ausführen. Vorgefertigte Phrasen beschleunigen die Kommunikation, wichtige Buttons (z. B. mit „ich möchte“, „nicht“ etc.) sind immer erreichbar.

Das Seitenset 6x11 mit seinem besonderen Fokus auf die gesamte Lebensspanne integriert neben erwachsenengerechten Themen erweiterte Grammatikfunktionen, um auch komplexen Kommunikationsanforderungen gerecht zu werden. Über 5.000 Wörter und Aussagen sind hier bereits enthalten.



Easytalkpad Produktdetails

- Symbolbasierte Software (MetaTalkDE)
- Synthetische Stimmen (weibl./männl.)
- mit Antireflexfolie versehen
- Komplettinstallation, Funktionsprüfung
- Support-Hotline
- Gewährleistungs- und Reparaturannahme/-Abwicklung
- Gebundene Gebrauchsanweisung

Das Easytalkpad ist in zwei Größen (Standard und mini) sowie zwei verschiedenen Gehäusevarianten (Slimline und mit Tragegriff) erhältlich.

Standard

- Dynamisches Display mit 10,2"
- Gewicht mit Tragegriffgehäuse: 1.123 g
- Gewicht mit Slimline-Gehäuse: 750 g

Mini

- Dynamisches Display mit 7,9"
- Gewicht mit Tragegriffgehäuse: 828 g
- Gewicht mit Slimline-Gehäuse: 510 g

Für UK-StarterInnen

Rehataalkpad

- iPad-basierte Kommunikationshilfe für angehende UK-NutzerInnen mit guten motorischen Fähigkeiten
- inklusive dem Programm GoTalk NOW
- mit mehr als 4.000 Symbolen
- Standardseiten mit 1, 4, 9, 16, 25 oder 36 Buttons pro Seite
- zusätzliche Symbolsets der Sammlungen METACOM, SymbolStix, PCS oder ThinLine verfügbar



Das Rehataalkpad mit der Kommunikationssoftware GoTalk NOW ist übersichtlich gestaltet und intuitiv zu bedienen bzw. zu programmieren. Die Erstellung eigener Kommunikationsoberflächen ist einfach auszuführen – so lassen sich z. B. Symbole, Fotos und Schrift beliebig auf den Buttons platzieren. Problemlos können auch mehrere Symbole oder Fotos auf einem Feld angeordnet werden. Hierfür stehen Rasterseiten mit 1, 2, 4, 9, 16, 25 oder 36 Feldern zur Verfügung. Ebenfalls können Szenenbilder eingerichtet werden, bei denen individuell definierte Bereiche mit Aussagen unterlegt oder über die neue Rasterseiten mit Vokabular geöffnet werden.

Die Aussagen bestehen wahlweise aus selbst aufgenommenen Nachrichten oder aus Wörtern, die durch eine synthetische Stimme wiedergegeben werden. Jedes Feld kann außerdem zum Abspielen von Musik oder Videos verwendet werden. Mehr als 4.000 Symbole sind enthalten. Zusätzlich ist wahlweise ein Symbolset der Sammlungen METACOM, SymbolStix, PCS oder ThinLine erhältlich. Über die integrierte Kamera können eigene Aufnahmen schnell in das bestehende Vokabular eingebunden werden.



Rehataalkpad Produktdetails

- symbolbasierte Software GoTalk NOW
- Synthetische Stimmen (weiblich/männlich)
- mit Antireflexfolie versehen
- gebundene Gebrauchsanweisung
- Komplettinstallation, Funktionsprüfung
- Support-Hotline
- Gewährleistungs- und Reparaturannahme/-Abwicklung

Das Rehataalkpad ist in zwei Größen (Standard und mini) sowie zwei verschiedenen Gehäusevarianten (Slimline und mit Tragegriff) und mit optionalen Symbolerweiterungen (METACOM, SymbolStix, PCS, ThinLine) erhältlich.

Standard

- dynamisches Display mit 10,2“
- Gewicht mit Tragegriffgehäuse: 1.123 g
- Gewicht mit Slimline-Gehäuse: 750 g

Mini

- dynamisches Display mit 7,9“
- Gewicht mit Tragegriffgehäuse: 828 g
- Gewicht mit Slimline-Gehäuse: 510 g

Ziel- und anwendungsorientiert kommunizieren

Rehataalkpad Plus für Kinder

- Symbolbasierte Software (GoTalk NOW)
- Vorinstallierte Kommunikationssoftware ZAK digital
- Umfangreiches, pragmatisch organisiertes Kommunikationsbuch
- Symbolsammlung METACOM
- (auditives) Scanning (+ weiteres Zubehör) möglich



Das Rehataalkpad Plus für Kinder ist eine tolle Lösung für angehende UK-NutzerInnen mit guten motorischen Fähigkeiten: Es enthält eine für den Anwender/die Anwenderin personalisierte Variante des digitalen ZAK Kommunikationsbuchs mit METACOM-Symbolen in der GoTalk NOW-Oberfläche. Das ZAK 25 digital entspricht in Vokabular und Symbolauswahl dem gedruckten Buch und ermöglicht durch die identischen Strukturen den leichten Übergang vom angebahnten Buch auf ein elektronisches System. Das ZAK 16 ist eine reduzierte Version, in der die Navigations- und „Gute-Wörter-Leiste“ entfällt.

Das gedruckte Kommunikationsbuch ist im Lieferumfang des Rehataalkpad Plus enthalten, ideal für Kommunikationsbereiche oder Orte, in denen eine elektronische Hilfe nicht zum Einsatz kommen kann.





Rehataalkpad Plus für Kinder

Produktdetails

- Symbolbasierte Software (GoTalk NOW)
- ZAK digital
- ZAK-Kommunikationsbuch (Druckversion)
- Symbolerweiterung METACOM
- Synthetische Stimmen (weibl./männl.)
- mit Antireflexfolie versehen
- Komplettinstallation, Funktionsprüfung
- Support-Hotline
- Gewährleistungs- und Reparaturannahme/-Abwicklung
- Gebundene Gebrauchsanweisung

Das Rehataalkpad Plus ist in zwei Größen (Standard und mini) sowie zwei verschiedenen Gehäusevarianten (Slimline und mit Tragegriff) erhältlich, je nach den individuellen Bedürfnissen des Nutzers/der Nutzerin.

Standard

- dynamisches Display mit 10,2“
- Gewicht mit Tragegriffgehäuse: 1.123 g
- Gewicht mit Slimline-Gehäuse: 750 g

Mini

- dynamisches Display mit 7,9“
- Gewicht mit Tragegriffgehäuse: 828 g
- Gewicht mit Slimline-Gehäuse: 510 g

Symbol- und schriftsprachbasierte Kommunikation und Interaktion

Kompad mit TD Snap

- Kombination aus Kernwörtern, Themenwörtern und Phrasen für effektive Kommunikation
- Rastergrößen, die mit den kommunikativen Fähigkeiten mitwachsen
- Ein System zur Organisation von Randvokabular hilft dabei, sich genauer mitzuteilen
- Eine Bildschirmtastatur zur Förderung von schriftsprachlichen Fähigkeiten und Unabhängigkeit



Das Kompad basiert auf der Kommunikationssoftware TD Snap. Mit dieser lassen sich gewünschte Inhalte besonders einfach einrichten und nutzen. TD Snap bietet eine mitwachsende Nutzeroberfläche, die sich leicht anpassen lässt und Änderungen der Feldanzahl zulässt. Bekannte Funktionen wie Drag & Drop, schnelle Aktionen zum Verknüpfen von Seiten und eine innovative Suchfunktion, mit der Worte schnell gefunden und Modelling ermöglicht wird, sind weitere Vorteile.

Das dazugehörige Seitenset Core First enthält Kernwörter, Themen, Kommentare, Seiten zur Verhaltensunterstützung, Wortlisten und Tastaturen. Core First unterstützt NutzerInnen beim kontinuierlichen Aufbau ihres Wortschatzes und nutzt den Vorteil des motorischen Lernens durch die systematische und zielgerichtete Einführung von neuem Vokabular. TD Snap Core First baut damit auf den drei Säulen des kommunikativen Erfolgs auf: Entwicklung, Teilhabe und Schriftsprache.



Kompad mit TD Snap Produktdetails

- Software: TD Snap Core First
- Sprache/Stimme: Synthetische Stimmen (Acapela), natürliche Sprachausgabe
- mit Antireflexfolie versehen
- Komplettinstallation, Funktionsprüfung
- Support-Hotline
- Gewährleistungs- und Reparaturannahme/-abwicklung

Das Kompad ist in zwei Größen (Standard und mini) sowie zwei verschiedenen Gehäusevarianten (Slimline und mit Tragegriff) erhältlich, je nach den individuellen Bedürfnissen des Nutzers/der Nutzerin.

Standard

- dynamisches Display mit 10,2“
- Gewicht mit Tragegriffgehäuse: 1.123 g
- Gewicht mit Slimline-Gehäuse: 750 g

Mini

- dynamisches Display mit 7,9“
- Gewicht mit Tragegriffgehäuse: 828 g
- Gewicht mit Slimline-Gehäuse: 510 g

Kommunikation mit Schriftsprache: Letterpad

- Schriftsprachbasierter Talker
- Inklusive Kommunikationssoftware Predictable
- Kommunikation für NutzerInnen mit guten motorischen und visuellen Fähigkeiten
- Fünf Tastaturoptionen, u.a. im QWERTZ- oder ABC-Layout mit selbstlernender Wortvorhersage
- Männliche & weibliche Stimmen, Sprachgeschwindigkeit und Tonhöhe sind variabel



Das Letterpad ist ein iPad-basierter Talker mit der schriftsprachbasierten Kommunikationssoftware Predictable. Das Gerät stellt die Kommunikation für NutzerInnen mit guten motorischen und visuellen Fähigkeiten sicher, die weder auf Fingerführ raster angewiesen sind noch eine taktile Rückmeldung beim Drücken der Tasten benötigen.

Das Letterpad beinhaltet fünf Tastaturoptionen, u.a. im QWERTZ- oder ABC-Layout. Außerdem bietet die App die Möglichkeit, externe Tastaturen und Tastaturen von Drittanbietern zu verwenden. Die Sprachausgabe wird durch den „Sprechen-Button“ abgerufen. Zur Auswahl stehen männliche und weibliche Stimmen, die in Sprachgeschwindigkeit und Tonhöhe variabel

sind. Eines der Hauptmerkmale von Predictable ist seine hochentwickelte, selbstlernende Wortvorhersagefunktion. Die Selbstlernfunktion ist intuitiv und lernt aus dem Anwendungsmuster der NutzerInnen, greift nicht standardisierte Wörter auf und versteht die bevorzugte Grammatik und den Sprachstil. Außerdem können häufig genutzte Nachrichten in den Favoriten sowie in Kategorien (Begrüßen, Plaudern, Über mich) gespeichert werden.

Hinterlegte Geräusche wie Räuspern, Husten, Lachen oder Pfeifen machen die Kommunikation lebensechter. Diese sogenannten „Emoticons“ können sowohl direkt ausgelöst als auch innerhalb der Nachrichtenzeile in einen Text eingefügt werden.



Letterpad Produktdetails

- Software: Predictable
- Synthetische Stimmen (weiblich/männlich)
- mit Antireflexfolie versehen
- Gebundene Gebrauchsanweisung für Predictable
- Komplettinstallation, Funktionsprüfung
- Support-Hotline

Das Letterpad ist in zwei Größen (Standard und mini) sowie zwei verschiedenen Gehäusevarianten (Slimline und mit Tragegriff) erhältlich.

Standard

- dynamisches Display mit 10,2“
- Gewicht mit Tragegriffgehäuse: 1.123 g
- Gewicht mit Slimline-Gehäuse: 750 g

Mini

- dynamisches Display mit 7,9“
- Gewicht mit Tragegriffgehäuse: 828 g
- Gewicht mit Slimline-Gehäuse: 510 g

Das Letterpad ist ein schriftsprachbasiertes Kommunikationsgerät. Für Menschen, die lesen und schreiben können, bieten sich schriftbasierte Kommunikationsgeräte an. Sie funktionieren wie sprechende Schreibmaschinen: Der Anwender/die Anwenderin gibt die gewünschte Aussage über die Tastatur ein, das Gerät liest anschließend den Text vor.

Neben dem Letterpad bieten wir noch zwei weitere schriftbasierte Geräte an:

- Lightwriter SL50
- Allora 2

Selbstbestimmt kommunizieren: Vitapad

- iPad-basierte Kommunikationshilfe für die nachschulische Lebenswelt
- inklusive den Programmen TD Snap und GoTalk NOW
- umfassend überarbeitetes Vokabular zur Kommunikation im Werkstatt- und Wohnbereich
- zusätzlich vielseitige, fertige Inhalte zur Strukturierung und Unterstützung der Lebens- und Arbeitswelt
- zentrale Elemente in Einfacher Sprache (getestet durch das Büro für Leichte Sprache der Diakonischen Stiftung Wittekindshof)



Erwachsene dabei zu unterstützen, in ihrem Alltag selbstbestimmt zu kommunizieren und aktiv auf die Gestaltung ihrer Lebenssituation einzuwirken, das war das Ziel des Projektes „Vitapad“. REHAVISTA hat unter Einbezug des aktuellen wissenschaftlichen Standes und gemeinsam mit kooperierenden Werkstätten eine Kommunikationshilfe entwickelt, die Strukturierungshilfen, Kommunikation und Interaktion sowie Teilhabe und Aktivitäten im nachschulischen Bereich verbessern möchte. Besonderer Dank gilt dem Büro für Leichte Sprache der Diakonischen Stiftung Wittekindshof, das Teile der Inhalte in Einfache Sprache übersetzt und geprüft hat sowie den testenden Einrichtungen, deren konstruktives Feedback in die Überarbeitung eingegangen ist.

Das Vitapad ist auf das nachschulische Leben ausgerichtet und deckt mit mehr als 100

erwachsenengerechten Themen alle Lebensbereiche ab. Der Sprachcomputer versetzt NutzerInnen in die Lage, Lebenssituationen selbstbestimmt zu gestalten. Das Vitapad ist für Personen geeignet, die symbolgestützt arbeiten und dabei auf ein umfassendes Vokabular zurückgreifen möchten. Es richtet sich insbesondere an Menschen im Werkstatt- und Wohnbereich und setzt den Fokus auf die Selbstbestimmung und Teilhabe in der Lebens- und Arbeitswelt. Das Vitapad basiert auf der Software TD Snap. Es enthält vielseitige Inhalte aus den Bereichen Kommunikation, Arbeiten und Wohnen.

Das vorgegebene Vokabular lässt sich individuell erweitern. Der Bereich „Lernfelder“ bietet einen direkten Zugriff auf Visualisierungshilfen, die sowohl im beruflichen Kontext als auch in allen weiteren



Lebensfeldern zum eigenständigen Agieren genutzt werden können. Der Bereich befähigt die AnwenderInnen, auf verschiedene Zugangsweisen und unterschiedlichen Komplexitätsstufen eigeninitiativ Handlungen und Tätigkeiten auszuführen sowie Situationen zu bewältigen.

Als Ergänzung bietet die ebenfalls enthaltene Software GoTalk NOW durch reale Fotos ein basales Unterstützungsangebot für das Durchführen von Arbeitsabläufen: Je nach

Kompetenz können Szenenbilder, Fotostrecken oder Videos eingebunden werden. Die NutzerInnen profitieren zudem von einem schnellen Zugriff und den umfangreichen Themenbereichen: Für eine effektive Kommunikation stehen vielfältige Aussagen zur Verfügung (5x5 Felder). Komplexe linguistische Kompetenzen werden bei der Anwendung einer Einzelwortstrategie nicht benötigt.

Ebenfalls enthalten ist die APP „TimeTimer“.

Vitapad Produktdetails

- Software: TD Snap und GoTalk NOW
- erwachsenengerechte Inhalte für Leben, Wohnen und Arbeiten
- Synthetische Stimmen (weibl./männl.)
- mit Antireflexfolie versehen
- Gebundene Gebrauchsanweisungen für TD Snap und GoTalk NOW
- Benutzerhandbuch Vitapad
- Komplettinstallation, Funktionsprüfung
- Support-Hotline
- Gewährleistungs- und Reparaturannahme/-abwicklung

Das Vitapad ist in zwei Größen (Standard und mini) sowie zwei verschiedenen Gehäusevarianten (Slimline und mit Tragegriff) erhältlich.

Standard

- dynamisches Display mit 10,2“
- Gewicht mit Tragegriffgehäuse: 1.123 g
- Gewicht mit Slimline-Gehäuse: 750 g

Mini

- dynamisches Display mit 7,9“
- Gewicht mit Tragegriffgehäuse: 828 g
- Gewicht mit Slimline-Gehäuse: 510 g

Gepflegt kommunizieren – zu Hause und in der Klinik

Curapad

- iPad-basierter Sprachcomputer
- Erwachsenengerechte Symbole der ThinLine-Sammlung
- Spezielles Vokabular für den Pflegealltag
- Alle Inhalte in den Sprachen Türkisch, Arabisch, Polnisch, Russisch und Deutsch
- Praxiserprobtes Ergebnis internationaler Forschungsarbeiten



Der Aufenthalt im Krankenhaus ist für PatientInnen mit vielen körperlichen und seelischen Belastungen verbunden. Das Curapad mit seiner Software GoTalk NOW enthält ein spezielles Seitenset für Menschen in Kliniken oder in der häuslichen Pflege, die durch Faktoren wie Beatmung, Medikation oder herabgesetzte Wachheit temporär oder dauerhaft in ihrer lautsprachlichen Kommunikation beeinträchtigt sind. Das Seitenset ist das praxiserprobte Ergebnis internationaler Forschungsarbeiten zum Thema Unterstützte Kommunikation in Kliniksettings.

Der tabletbasierte Sprachcomputer versetzt die Betroffenen in die Lage, sich je nach vorliegender Beeinträchtigung gegenüber dem medizinischen Personal und Angehörigen mitzuteilen.

Aussagekräftige Symbole der ThinLine-Sammlung wiederum unterstützen das (professionelle) Umfeld dabei, PatientInnen über ihre Situation und den Klinikaufenthalt aufzuklären. Damit schafft das Kommunikationsgerät Orientierung für beide Seiten und baut vorhandene Ängste ab.

Spezielles Vokabular für den Pflegealltag gestaltet zudem Pflegeroutinen effizienter. Das Curapad unterstützt auch PatientInnen aus anderen Kulturkreisen: Alle Inhalte sind in den Sprachen Türkisch, Arabisch, Polnisch und Russisch vorhanden.



Curapad Produktdetails

- Symbolbasierte Software (GoTalk NOW)
- Inhalte "Pflege" multilingual (Deutsch, Türkisch, Arabisch, Russisch, Polnisch)
- Synthetische Stimmen (weibl./männl.)
- mit Antireflexfolie versehen
- Gebundene Gebrauchsanweisung
- Komplettinstallation, Funktionsprüfung
- Support-Hotline
- Gewährleistungs- und Reparaturannahme/-Abwicklung

Das Curapad ist in zwei Größen (Standard und mini) sowie zwei verschiedenen Gehäusevarianten (Slimline und mit Tragegriff) erhältlich.

Standard

- Dynamisches Display mit 10,2"
- Gewicht mit Tragegriffgehäuse: 1.123 g
- Gehäuse mit Slimline-Gehäuse: 750

Mini

- Dynamisches Display mit 7,9"
- Gewicht mit Tragegriffgehäuse: 828 g
- Gewicht mit Slimline-Gehäuse: 510 g